

Popis a návod k použití

ETANI derma váleček s mikro Jehličkami 0,5mm

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme derma váleček o velikosti 0,5mm používat na obličej, krk, dekolť bez dohledu zkušené kosmetičky.

Popis produktu:

Derma váleček ETANI 0,5 mm s jehličkami z lékařské oceli pomáhá redukovat vrásky, stří a jizvy po akné. Touto procedurou nastartujete okamžitý proces hlubkové regenerace a obnovy tkáně.

- Podporuje vstřebávání účinných látek z kosmetiky do pokožky až o 50%.
- Stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu.
- Vyhlazuje jemné i hlubší vrásky.
- Navrací pleti pevnost a pružnost.
- Vyhlazuje jizvy po akné.
- Zlepšuje vzhled stří a jizev.
- Podporuje depigmentaci pleti v případě pigmentových skvrn.
- Vhodný do kosmetických salonů i na domácí použití.

Rozdíl mezi derma válečkem 0,2mm a 0,5mm:

Derma váleček 0,2mm, je vhodný na ošetření dekolte krku a obličeje. Derma váleček 0,5mm je vhodný na ošetření těla to znamená: je účinný na stří, rolovat můžete nohy, ruce, břicho, prsa. Váleček 0,5mm se nedoporučuje používat na obličej při domácím ošetření.

Návod k použití:

Váleček používejte 1x týdně. Oblast přejíždějte několikrát po sobě válečkem, 4–6x tam a 4–6x zpět. Derma váleček používejte vždy na čistou a suchou pokožku. Po rozbalení originálního balení je derma váleček sterilní a připraven k použití. Než začnete s rolováním, doporučujeme aplikovat sérum a nechat vsáknout. Vždy rolujte jednu část oblasti a po dokončení rolování naneste krém/ sérum, který vetřete do pokožky. K dosažení nejlepšího účinku doporučujeme rolování večer před spaním, aby se účinné látky mohly vsáknout a pokožka se přirozenou cestou regenerovat. Po aplikaci speciálních sér naneste na pokožku ještě hydratační krém nebo jiný přípravek dle vaší potřeby. Po každém použití opláchněte váleček horkou vodou a poté dezinfikujte sprejem Derma váleček nepoužívejte na aktivní akné, bradavice a znaménka.

Před použitím válečku si důkladně očistěte pleť.

1. Poté naneste sérum nebo koncentrát a můžete začít rolovat.
2. Po aplikaci naneste kvalitní krém nebo výživný olejček.
3. Můžete zkusit ještě lehce rolovat, aby se krém opět dostal do pokožky.
4. K dosažení maximálního účinku doporučujeme rolovat večer před spaním.
5. Velkou opatrnost věnujte citlivým partiím, zejména okolo slabin.

Mohu ho používat např. se sestrou nebo mamkou napůl?

Derma váleček z hygienických důvodů s nikým nesdílejte. Při špatné dezinfekci by mohlo dojít k přenosu nežádoucích látek.



ETANI
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Jak se mám o váleček starat, aby mi vydržel co nejdéle?

Postup čištění pro použití:

Čištění (po každém použití) – Čisticí sprej
Dezinfekci doporučujeme každý měsíc měnit. Stačí vám dva druhy dezinfekce na nástroje, které každý měsíc vyměníte.

Na střídání doporučujeme:

- GUTTAR: alkoholový prostředek, baktericidní, virucidní, fungicidní a mykobaktericidní tuberkulocidní
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostředek na nástroje z kovu, skla a plastů, fungicidní, virucidní, baktericidní i TBC
• Postříkejte 3x hlavici s jehličkami čisticím sprejem.
Počkejte 10 minut.
• Poté opláchněte jehličky studenou převařenou vodou pro odstranění čisticího spreje a zamezení rizika jeho přenosu.
• Nechte uschnout na vzduchu, pak vraťte derma váleček do ochranného čistého obalu a zavřete jej.

Kontraindikace

ETANI derma váleček nepoužívejte, pokud trpíte následujícími nemocemi:

- sklerodermie, vaskulární kolagenové onemocnění nebo srdeční abnormality
- aktivní bakteriální, virová nebo plísňová infekce
- snížená funkce imunitního systému (imunosuprese)
- jizvy mladší než 6 měsíců
- operace obličeje v posledních 6ti měsících
- užívání antikoagulačních léků (např. warfarin)
- keloidní nebo vystouplé jizvy v anamnéze
- aktinická (solární) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza i jiná chronická onemocnění v anamnéze
- infekce herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktivní akné
- bradavice
- znaménka

Balení: 1x derma váleček, 1x stojánek s ochranným víčkem, 1x návod k použití

Skladujte na suchém místě v ochranném krytu, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použití: Váleček dále nepoužívejte v případě koroze jehliček, otupení jehliček či jiném poškození!

Upozornění: Nesdílejte derma váleček s jinými osobami, pozorně čtěte návod, není vhodný pro děti.

Výrobce: Čínská lidová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering

Distributor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika

Více informací na: www.etani.cz

Popis a návod na použitie

ETANI derma valček s mikroihičkami 0,5mm

UPOZORNENIE: Neodporúčame derma valček o veľkosti 0,5mm používať na tvár, krk, dekolt bez dohľadu skúsenej kozmetičky.

Popis produktu:

Derma valček ETANI 0,5mm s ihličkami z lekárskej ocele pomáha redukovať vrásky, strie a jazvy po akné. Touto procedúrou naštartujete okamžitý proces hlbkovej regenerácie a obnovy tkaniva.

- Podporuje vstrebávanie účinných látok z kozmetiky do pokožky až o 50%
- Stimuluje tvorbu kolagénu a elastínu
- Vzhladzuje jemné aj hlbšie vrásky
- Navracia pleti pevnosť a pružnosť
- Vyhladzuje jazvy po akné
- Zlepšuje vzhľad strií a jaziev
- Podporuje depigmentáciu pleti v prípade pigmentových škvr
- Vhodný do kozmetických salónov aj pre domáce použitie

Rozdiel medzi derma valčekom 0,2mm a 0,5mm:

Derma valček 0,2mm je vhodný na ošetrenie dekoltu krku a tváre. Derma valček 0,5mm je vhodný na ošetrenie tela, čo znamená: je účinný na strie, rolovať môžete nohy, ruky, bruško, prsia. Valček 0,5mm sa neodporúča používať na tvár pri domacom ošetrení.

Návod na použitie:

Valček používajte 1x do týždňa. Oblasť prechádzajte niekoľkokrát po sebe valčekom, 4-6x tam a 4-6x späť. Derma valček používajte vždy na čistú a osušenú pokožku. Po rozbalení originálneho balenia je derma valček sterilný a pripravený na použitie. Kým začnete s rolovaním, odporúčame aplikovať sérum a nechať vstrebáť. Vždy rolujte jednu časť oblasti a po dokončení rolovania naneste krém/sérum, ktoré votrite do pokožky. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku odporúčame rolovanie večer pred spaním, aby sa účinné látky mohli vstrebáť a pokožka sa prirodzenou cestou regenerovať. Po aplikácii špeciálnych sér naneste na pokožku ešte hydratačný krém alebo iný prípravok podľa vašej potreby. Po každom použití opláchnite valček horúcou vodou a potom dezinfikujte sprejom. Derma valček nepoužívajte na aktívne akné, bradavice a znamienka.

Pred použitím valčeka si dôkladne očistite pleť.

1. Potom naneste sérum alebo koncentrát a môžete začať rolovať
2. Po aplikácii naneste kvalitný krém alebo výživný olejček
3. Môžete skúsiť ešte ľahko rolovať, aby sa krém opäť dostal do pleti
4. K dosiahnutiu maximálneho účinku odporúčame rolovať večer pred spaním
5. Veľkú opatnosť venujte citlivým partiám, najmä okolo slabín

Môžem ho používať napr. so sestrou alebo mamou napoly?

Derma valček z hygienických dôvodov s nikým nezdieľajte. Pri zlej dezinfekcii by mohlo dôjsť k prenosu nežiaducich látok.



ETANI
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Ako sa mám o valček starať, aby mi vydržal čo najdlhšie?

Postup čistenia pre použitie:

Čistenie (po každom použití) - Čistiaci sprej
Dezinfekciu odporúčame každý mesiac meniť. Stačia vám dva druhy dezinfekcie na nástroje, ktoré každý mesiac vymeníte.

Na striedanie odporúčame:

GUTTAR: alkoholový prostriedok, baktericídny, virucidný, fungicídny a mykobaktericídny, tuberkulocídny
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostriedok na nástroje z kovu, skla a plastov, fungicídny, virucidný, baktericídny aj TBC.

- Postriekajte 3x hlavicu s ihličkami čistiacim sprejom.

Počkajte 10 minút.

- Potom opláchnite ihličky studenou prevarenou vodou pre odstránenie čistiaceho spreja a zamedzenie rizika jeho prenosu.

- Nechajte uschnúť na vzduchu, potom vráťte derma valček do ochranného čistého obalu a zatvorte ho.

Kontraindikácie

ETANI derma valček nepoužívajte, pokiaľ trpíte nasledujúcimi chorobami:

- sklerodermia, vaskulárne kolagénové ochorenie alebo srdcéne abnormality
- aktívna bakteriálna, vírusová alebo plesňová infekcia
- znížená funkcia imunitného systému (imunosupresia)
- jazvy mladšie ako 6 mesiacov
- operácia tváre v posledných 6ich mesiacoch
- užívanie antikoagulačných liekov (napr. warfarín)
- keloidné alebo vystúpené jazvy v anamnéze
- aktinická (solárna) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza a iné chronické ochorenia v anamnéze
- infekcia herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktívne akné
- bradavice
- znamienka

Balenie: 1x derma valček, 1x stojanček s ochranným viečkom, 1x návod na použitie **Skladujte** na suchom mieste v ochrannom kryte, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah detí

Doba použitia: Valček ďalej nepoužívajte v prípade korózie ihličiek, otupenia ihličiek alebo iného poškodenia.

Upozornenie: Nezdieľajte derma valček s inými osobami, pozorne čítajte návod, nie je vhodné pre deti. **Výrobca:** Čínska ľudová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering

Distribútor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika. **Viac informácií** na www.adiel.sk