

## ETANI Silikonové masážní baňky proti celulitidě, 2ks

---

Celulitida trápí až 80 - 90% žen na světě v každém věku. Nejčastěji jí najdeme v oblasti hýždí, bocích a na stehnech. Pomerančová kúra, jak se celulitidě s oblibou říká, vzniká z důvodu nedostatečné schopnosti organismu zbavit se přebytečného nahromadění tuků, odpadních látek, toxinů, ale také kvůli lymfatickým změnám. Pravidelnou vacuovou masáží docílíte pevné a zdravé vypadající pokožky.

ETANI Silikonové masážní baňky napomáhají od uvolnění bolesti, zmírnění svalové únavy, rozproudují lymfatického systému, regeneraci kůže a prokrvení. **TIP:** K masáži baňkami doporučujeme kvalitní ETANI Arganový olej s vitamíny A,C,E, který bojuje proti prvním příznakům stárnutí, má regenerační a antioxidační účinky na pokožku.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Na místo, které chcete masírovat aplikujte vždy ETANI olej.
2. Stisknete baňku, přiložte na pokožku a pusťte. Mezi pokožkou a baňkou se vytvoří podtlak. Čím více baňku stisknete, tím tlak bude větší.
3. Krouživými pohyby masírujte naolejovanou část 2 až 3 minuty ve směru odspoda nahoru.
4. Nezapomínejte! Masáž by měla být příjemná, ne bolestivá.

### UPOZORNĚNÍ:

Nenechávejte baňky na jednom místě pokožky příliš dlouho, může zanechat nežádoucí stopy. Používejte pouze na části těla s celulitidou a části, které potřebujete uvolnit masáží. Nepoužívejte na obličej, mléčné žlázy nebo sliznice. Baňky používejte vždy s olejem na pokožku. Používejte baňky jemně a masírujte pokožku, aby se zabránilo poškození kůže. Udržujte baňky čisté. Silikonové masážní baňky lze čistit v páře či horké vodě. Nepoužívejte baňky během těhotenství, nebo pokud se celkově necítíte dobře.

**Skladování:** Baňky skladujte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Materiál:** 100% lékařský silikon. **Osvědčení:** ROHS, CE

**Země původu:** Čínská lidová republika

**Distributor:** ADIEL s.r.o. Ostrovského 253/3, Praha 5. [www.etani.cz](http://www.etani.cz), [www.adiel.cz](http://www.adiel.cz)

## ETANI Silikonové masážní banky proti celulitidě, 2ks

---

Celulitida trápí až 80 - 90% žen na světě v každém věku. Nejčastěji ju najdeme v oblasti zadku, bokov a na stehnách. Pomarančová kúra, ako sa celulitide s obľubou hovorí, vzniká z dôvodu nedostatočnej schopnosti organizmu zbaviť sa prebytočného nahromadenia tukov, odpadných látok, toxínov, ale aj kvôli lymfatickým zmenám. Pravidelnou vacuovou masážou docielite pevnú a zdravo vyzerajúcu pokožku. ETANI Silikonové masážne banky napomáhajú od uvoľnenia bolesti, zmiernenie svalovej únavy, rozprúdenie lymfatického systému, regeneráciu kože a prekrvenie. **TIP:** K masáži bankami odporúčame kvalitný ETANI Arganový olej s vitamínmi A, C, E, ktorý bojuje proti prvým príznakom starnutia, má regeneračné a antioxidačné účinky na pokožku.

### NÁVOD K POUŽITI:

1. Na miesto, ktoré chcete masírovat aplikujte vždy ETANI olej.
2. Stisknite banku, priložte na pokožku a poustite. Čím viac banku stisknete, tým bude väčší tlak.
3. Krúživými pohybmi masírujte naolejovanú časť 2 až 3 minúty v smere zdola hore.
4. Nezapúdajte! Masáž by mala byť príjemná, nie bolestivá.

### UPOZORNENIE:

Nenechávajte banky na jednom mieste pokožky príliš dlho, môžu zanechať nežiaduce stopy. Používajte len na časti tela s celulitidou a časti, ktoré potrebujete uvoľniť masážou. Nepoužívajte na tvár, mliečne žľazy alebo sliznice. Banky používajte vždy s olejom na pokožku. Používajte banky jemne a masírujte pokožku, aby sa zabránilo poškodeniu kože. Udržiavajte banky čisté. Silikonové masážne banky sa dajú čistiť v pare alebo horúcej vode. Nepoužívajte banky počas tehotenstva alebo pokiaľ sa celkovo necítite dobre.

**Skladovanie:** Banky skladujte na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Uchovávať mimo dosah detí. **Materiál:** 100% lekársky silikón. **Osvědčení:** ROHS, CE

**Krajina původu:** Čínska ľudová republika

**Distribútor:** ADIEL s.r.o. Ostrovského 253/3, Praha 5. [www.etani.cz](http://www.etani.cz)