

Popis a návod k použití

ETANI derma váleček s mikro Jehličkami 0,5mm

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme derma váleček o velikosti 0,5mm používat na obličej, krk, dekolt bez dohledu zkušené kosmetičky.

Popis produktu:

Derma váleček ETANI 0,5 mm s jehličkami z lékařské oceli pomáhá redukovat vrásky, strie a jizvy po akné. Touto procedurou nastartujete okamžitý proces hlubkové regenerace a obnovy tkáně.

- Podporuje vstřebávání účinných látek z kosmetiky do pokožky až o 50%.
- Stimuluje tvorbu kolagenu a elastinu.
- Vyhlazuje jemné i hlubší vrásky.
- Navrací pleti pevnost a pružnost.
- Vyhlazuje jizvy po akné.
- Zlepšuje vzhled strií a jizev.
- Podporuje depigmentaci pleti v případě pigmentových skvrn.
- Vhodný do kosmetických salonů i na domácí použití.

Rozdíl mezi derma válečkem 0,2mm a 0,5mm:

Derma váleček 0,2mm, je vhodný na ošetření dekoltu krku a obličeje. Derma váleček 0,5mm je vhodný na ošetření těla to znamená: je účinný na strie, rolavat můžete nohy, ruce, břicho, prsa. Váleček 0,5mm se nedoporučuje používat na obličej při domácím ošetření.

Návod k použití:

Váleček používejte 1x týdně. Oblast přejíždějte několikrát po sobě válečkem, 4–6x tam a 4–6x zpět. Derma váleček používejte vždy na čistou a suchou pokožku. Po rozbalení originálního balení je derma váleček sterilní a připraven k použití. Než začnete s rolováním, doporučujeme aplikovat sérum a nechat vsřebat. Vždy rolujte jednu část oblasti a po dokončení rolování naneste krém/ sérum, který vetřete do pokožky. K dosažení nejlepšího účinku doporučujeme rolování večer před spaním, aby se účinné látky mohly vsřebat a pokožka se přirozenou cestou regenerovat. Po aplikaci speciálních sér naneste na pokožku ještě hydratační krém nebo jiný přípravek dle vaší potřeby. Po každém použití opláchněte váleček horkou vodou a poté dezinfikujte sprejem Derma váleček nepoužívejte na aktivní akné, bradavice a znamínka.

Před použitím válečku si důkladně očistěte pleť.

1. Poté naneste sérum nebo koncentrát a můžete začít rolovat.
2. Po aplikaci naneste kvalitní krém nebo výživný olejček.
3. Můžete zkusit ještě lehce rolovat, aby se krém opět dostal do pokožky.
4. K dosažení maximálního účinku doporučujeme rolovat večer před spaním.
5. Velkou opatrnost věnujte citlivým partiím, zejména okolo slabin.

Mohu ho používat např. se sestrou nebo mamkou napůl?

Derma váleček z hygienických důvodů s nikým nesdílejte. Při špatné dezinfekci by mohlo dojít k přenosu nežádoucích látek.



ETANI
UNIQUE BIOHERBAL FORMULA

Jak se mám o váleček starat, aby mi vydržel co nejdéle?

Postup čištění pro použití:

Čištění (po každém použití) – Čisticí sprej
Dezinfekci doporučujeme každý měsíc měnit. Stačí vám dva druhy dezinfekce na nástroje, které každý měsíc vyměníte.

Na střídání doporučujeme:

- GUTTAR: alkoholový prostředek, baktericidní, virucidní, fungicidní a mykobaktericidní tuberkulocidní
MIKASEPT GALEN: koncentrovaný prostředek na nástroje z kovu, skla a plastů, fungicidní, virucidní, baktericidní i TBC
• Postříkejte 3x hlavici s jehličkami čistícím sprejem.
Počkejte 10 minut.
• Poté opláchněte jehličky studenou převařenou vodou pro odstranění čistícího spreje a zamezení rizika jeho přenosu.
• Nechte uschnout na vzduchu, pak vraťte derma váleček do ochranného čistého obalu a zavřete jej.

Kontraindikace

ETANI derma váleček nepoužívejte, pokud trpíte následujícími nemocemi:

- sklerodermie, vaskulární kolagenové onemocnění nebo srdeční abnormality
- aktivní bakteriální, virová nebo plísňová infekce
- snížená funkce imunitního systému (imunosuprese)
- jizvy mladší než 6 měsíců
- operace obličeje v posledních 6ti měsících
- užívání antikoagulačních léků (např. warfarin)
- keloidní nebo vystouplé jizvy v anamnéze
- aktinická (solární) keratóza v anamnéze
- ekzém, psoriáza a jiná chronická onemocnění v anamnéze
- infekce herpes simplex v anamnéze
- diabetes v anamnéze
- aktivní akné
- bradavice
- znaménka

Balení: 1x derma váleček, 1x stojánek s ochranným víčkem, 1x návod k použití

Skladujte na suchém místě v ochranném krytu, nevystavujte mrazu. Skladujte mimo dosah dětí.

Doba použití: Váleček dále nepoužívejte v případě koroze jehliček, otupení jehliček či jiném poškození!

Upozornění: Nesdílejte derma váleček s jinými osobami, pozorně číťte návod, není vhodný pro děti.

Výrobce: Čínská lidová republika, Guangzhou City Zhuoxin Biological Engineering

Distributor: ADIEL, s.r.o. IČ: 01388665, V Cibulkách 359/52, Praha 5, 150 00, Česká republika

Více informací na: www.etani.cz